

Fergus



LassoFix

**PRECISIÓN Y SOLIDEZ EN
EL PASAJE DE SUTURAS**

LassoFix

LassoFix permite **un pasaje preciso de suturas** en reparaciones artroscópicas. Su mango de bajo peso y las diferentes configuraciones de las puntas, facilitan el ingreso a través del tejido.

PUNTAS MÁS ROBUSTAS

Sus cuatro opciones de punta están fabricadas en acero inoxidable endurecido, que optimiza el filo y la durabilidad de las angulaciones

ENCASTRE OPTIMIZADO

El mango cuenta con un sistema que asegura la fijación en una única posición. Además, la rosca de bajo perfil permite una sujeción rápida y segura

PASAJE EFICIENTE

Mango ergonómico de bajo peso para maniobrar de manera ágil y precisa. La zona de pasaje del lazo de nitinol cuenta con una gran superficie de apoyo y bordes redondeados

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Código	Descripción
FG-IN100025	Punta de LassoFix inclinada 25° hacia la izquierda
FG-IN100090	Punta de LassoFix inclinada 90° hacia la izquierda
FG-IN100925	Punta de LassoFix inclinada 25° hacia la derecha
FG-IN100990	Punta de LassoFix inclinada 90° hacia la derecha
FG-IN109900	Mango de LassoFix
FG-CN201001	Lazo de nitinol, estéril